

## CryoCentre Biobase<sup>®</sup> BDF-86V728L



Gli ultracongelatori CryoCentre - Biobase<sup>®</sup> sono stati progettati per soddisfare le esigenze di conservazione e mantenimento ottimale a basse temperature (fino a -86°) ancora più campioni. La serie 728L con il suo straordinario design reso possibile da componenti di elevata qualità e con un layout compatto, ridefinisce il concetto di catena del freddo offrendo prestazioni mai viste con l'evoluto sistema di raffreddamento rapido e diretto, ed una gestione utente/macchina facile ed intuitiva grazie al suo pannello di controllo Touch screen ed un processore di ultima generazione che con la connettività smart potrete tenere sempre tutto sotto controllo ovunque voi stiate.



**€ 9.800,00 BDF-86V728L**

## SPECIFICHE TECNICHE BDF-86V728L

<b>Modello</b>	<b>BDF -86V728L</b>
<b>Misure Esterne (W*D*H)</b>	1248*975*1994
<b>Misure Interne (W*D*H)</b>	488*607*1140
<b>Capacità</b>	588L
<b>Versione</b>	Verticale
<b>Range delle Temperature</b>	-40°C ~-86°C
<b>Accur. Temp.</b>	0.1° C
<b>Sistema di Controllo</b>	Microprocessore & Display LED
<b>Allarmi Sonori e Visivi</b>	Allarme guasto alimentazione, Allarme voltaggio anomalo, Allarme guasto sensore, Allarme porta aperta, Allarme alta e bassa temperatura fuori range operativo, Allarme anomalia temperatura ambiente, Allarme blocco Filtro.
<b>Sistema di raffreddamento</b>	Diretto
<b>Refrigerante</b>	Miscela di Refrigerante
<b>Compressore</b>	2 compressori
<b>Condensatore &amp; Evaporatore</b>	Condensatore tubolare ed evaporatore a tubo interno in rame, con sistema di sfiato
<b>Struttura</b>	Design Compatto, materiale isolante in poliuretano rigido laminato Materiale interno, SUS304 Materiale esterno, acciaio laminato a freddo rivestito di polvere batterica
<b>Chiusura Porta</b>	Lucchetto con serraggio
<b>Mensola</b>	3 mensole, 4 camere con porta interna
<b>Test Temperatura</b>	1, - 25mm
<b>Consumi</b>	935W/h
<b>Alimentazione</b>	AC220V ± 10%, 50hz
<b>Accessori base</b>	Batteria di backup da 72 ore per allarme alimentazione, porta USB
<b>Accessori non inclusi</b>	Cestelli in acciaio, R254B 12 racks: 4*4 R264B; 6 racks 6*4, 504 Boxes
<b>Misure Imballo</b>	1320*970*2190
<b>Peso lordo</b>	401Kg