

KOMPATIBILITÄTSTABELLE GTS PIPETTE

COMPATIBILITY CHART GTS PIPETTE

		0,1-2,5 µl	0,5-10 µl	2-20 µl	5-50 µl	10-100 µl	20-200 µl	30-300 µl	100-1000 µl	500-5000 µl	1-10 ml
Hersteller Manufacturer	Artikel Item	12-001-0002	12-001-0010 12-008-0010	12-001-0020 12-008-0020	12-001-0050 12-008-0050	12-001-0100 12-008-0100	12-001-0200 12-008-0200	12-008-0300	12-001-0100	12-001-5000	12-001-5002
Gilson	D10	✓	✓	✓							
	DL10	✓	✓	✓							
	DF10ST	✓	✓	✓							
	DFL10ST	✓	✓	✓							
	D200				✓	✓	✓				
	DF200ST				✓	✓	✓				
	D300							✓			
	DF300ST							✓			
	D1000								✓		
	DF1000ST								✓		
Thermo Fisher Scientific	Finntip 10	✓	✓	✓							
	Finntip 20	✓	✓	✓							
	Finntip 250				✓	✓	✓				
	Finntip 300							✓			
	Finntip 1000								✓		
Eppendorf	0,1-10 µl	✓	✓								
	2-200 µl				✓	✓	✓				
	50-1000 µl								✓		
Biolab/Axygen	0,5-10 µl	✓	✓								
	0,5-20 µl			✓							
	1-200 µl				✓	✓	✓				
	100-1000 µl								✓		
AHN	FT 10 µl	✓	✓								
	FT 20 µl				✓	✓	✓				
	FT 100 µl				✓	✓	✓				
	FT 200 µl				✓	✓	✓				
	FT 1000 µl								✓		
Neptune Scientific	10 µl	✓	✓								
	200 µl				✓	✓	✓				
	1000 µl								✓		
Labcon	10 µl	✓	✓								
	200 µl			✓	✓	✓	✓				
	250 µl						✓				
	1000 µl								✓		
STARLAB	10 ml										✓
ratiolab	100 µl					✓					
	200 µl						✓				
	10 µl XL	✓	✓								

Die Passgenauigkeiten dieser Tabelle sind Empfehlungen der nerbe plus GmbH & Co.KG. Die Übertragbarkeit ist daher von Ihnen selbst sehr sorgfältig zu prüfen. Ansprüche aus der Tabelle können nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.
 The accuracies of this table are recommendations of the nerbe plus GmbH & Co. KG. The transferability is therefore to be checked very carefully by you. Claims from the table can not be derived. Technical changes, errors and printing errors reserved.