




## LEGIONELLA WORKFLOW



### CAMPIONAMENTO

Bottiglie PP sterili 1 lt cfz. 72 pz cod. LP291148

### FILTRAZIONE

Membrane Policarbonato 0,22 non sterili bianche cfz. 100 pz cod. S2300747-N

Membrane Esteri Cellulosa 0,45 sterili Nere cfz. 100 pz cod. S1300647-ACN

Membrane Esteri Cellulosa 0,45 sterili bianche cfz. 100 pz. Cod. S1140647-ACN

RAMPA FILTRANTE acciaio inox con imbuti 500 ml acciaio Inox da 1-3-6 posti  
Imbuti Monouso Microsart Funnel 100-250 ml

POMPA DA VUOTO 22lt/min. con manometro cod. 16694-2-50-22

POMPA e.jet Peristaltica, a flusso costante (ISO), 4 lt/min. cod. 166MP4

### TRATTAMENTO

Legionella Acid Buffer cfz. 6x1 lt conforme ISO11731 cod. GFB01

### COLTURA

BCYE agar cfz. 10 piastre cod. PO5072A

BCYE agar w/o cisteina cfz. 10 piastre cod. PO5028A

BCYE agar ISO con antibiotici cfz. 10 piastre cod. PO5325A

MWY agar cfz. 10 piastre cod. PO5071A

GVPC agar cfz. 10 piastre cod. PO5074A

*In alternativa sono disponibili i terreni in polvere con supplementi*

### CONFERMA

Test al lattice per L. pneumophila sier.1 + L.pn. sier.2-15 + L.spp cod. DR0800M

### C.Q.

L.pneumophila ATCC 33152 cfz. 5 Anse (qualitativo) cod. R4603950

L.pneumophila NCTC 12821 cfz. 10 lenticole (Titolo Noto) cod. CRM12821

VEQ schemi valutazione esterna qualità in abbonamento cod. LEG02D

### PCR detection

KIT Legionella Multiplex (L.pn. + L.spp) conformi ISO 11731

Termociclatore 96 pozzetti QuantiStudio 5 - Thermofisher

